

フォルダブルスキנקローザー (皮膚接合用テープ)

届出番号: 13B2X10512000001



非侵襲性で痛みや傷跡を軽減！



推奨着用期間: 7~14日



特長



- 傷跡を最小限に抑えます
- 簡単に装着と取り外しが可能です
- 痛みが少なく、感染リスクが低いです
- 伸縮性があり、膝や肘にも使えます

用途

- 手術傷
 - ・胸骨切開移植
 - ・膝関節全置換術
 - ・股関節全置換術
 - ・肩関節形成術
 - ・脊髄固定(前方・後方)
 - ・皮膚切除
 - ・裂傷
 - ・帝王切開
 - ・甲状腺手術
 - ・その他外相手術
- 切創・切り傷
- 熱傷

臨床上的の利点

縫合やホッチキスと比較しても使いやすく便利です。
 痛みが少なく、傷跡が大幅に減ります。
 皮膚接触面にハイドロコロイドを使用する事により、
 感染のリスクとアレルギー反応を最小限に抑え、傷を保護します。



類似製品の結束バンドタイプと比較しても厚さがない為、
 切開線への取り付けがしやすく、脊髄手術の患者にも使えます。
 手術線に沿って両方向に引っ張って縫合する為、痛みが少なくなります。

商品名	接合サイズ	外形寸法(mm) ()内は本体サイズ
フォルダブルスキנקロージャー 0 3	3cm以下	84(57) × 14
フォルダブルスキנקロージャー 0 5	5cm以下	84(57) × 35
フォルダブルスキנקロージャー 0 9	9cm以下	84(57) × 75
フォルダブルスキנקロージャー 1 3	13cm以下	84(57) × 116
フォルダブルスキנקロージャー 1 7	17cm以下	84(57) × 156
フォルダブルスキנקロージャー 2 1	21cm以下	84(57) × 200
フォルダブルスキנקロージャー 2 5	25cm以下	84(57) × 237

製造販売業者：株式会社サーランド・アイエヌイー
 〒174-0041 東京都板橋区舟渡1-7-3 安田工業センター
 TEL:03-5916-9333 FAX:03-5916-9334